

COM-DEX

ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ. ВСЕГДА



Это устройство «hands-free» для передачи высококачественного звучания с любого мобильного телефона на слуховые аппараты. Его можно использовать вместе с приложением COM-DEX app, чтобы было удобнее менять громкость слухового аппарата, звуковое направление и настройки программ.



ОПИСАНИЕ

- Автоматическая беспроводная связь
- Совместимость с любым мобильным телефоном
- Передача аудио со всех устройств с Bluetooth
- Доступно в трех стильных цветах
- 8 часов в режиме передачи
- 8 дней в режиме ожидания
- Удобная тканевая петля
- Управление слуховыми аппаратами через COM-DEX app

COM-DEX REMOTE MIC

СЛЫШАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ РАЗГОВОРА



COM-DEX Remote Mic – это стильный выносной микрофон к устройству COM-DEX, который можно использовать в сложных ситуациях, где ведется диалог и где четкость речи очень важна.

ОПИСАНИЕ

- Подключается через COM-DEX ко всем беспроводным аппаратам Widex
- Удобный стальной зажим для легкого крепления к одежде
- Отключить/Включить микрофон нажатием клавиши на COM-DEX Remote Mic
- Микрофоном также можно управлять через приложение COM-DEX App
- До 8 часов передачи сигналов

TV-DEX

ДЛЯ ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА ТВ



Простое в использовании, беспроводное устройство для просмотра телевизора и использования с аудиосистемами. Одного заряда батареи хватает на 10 часов непрерывного стерео или hi-fi звучания.

ОПИСАНИЕ

- Высокое качество звука
- Сверхнизкая задержка сигнала - "EchoFree™"
- Входы для телевизора и hi-fi-систем
- Функция выключения микрофонов слухового аппарата
- 10 часов работы без подзарядки
- Заряжается через ТВ-базу

PHONE-DEX

ВМЕСТО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА*



Многофункциональный беспроводной телефон, который передает кристально чистый звук на ваши слуховые аппараты. Звуковосприятие становится более комфортным, без применения программы «Катушка» или стримера. Работает как обычный телефон.

ОПИСАНИЕ

- Радиус действия от базы – 300 м
- Телефонная книга на 20 номеров
- Заряда батареи хватает на 100 ч в режиме ожидания
- и 10 ч работы в режиме звонков
- Можно использовать как обычный телефон для всей семьи

*Только под заказ

CALL-DEX

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Очень компактное устройство для передачи разговора с мобильного телефона на слуховые аппараты. Чтобы начать его использовать, CALL-DEX нужно просто вставить в разъем для наушников на телефоне. Устройство передает сигналы в течение 80 часов. Совместимо с большинством мобильных телефонов.

ОПИСАНИЕ

- Совместимо со всеми мобильными телефонами с разъемом для наушников 3,5 мм
- Передача начинается автоматически
- Нет никаких кнопок
- В режиме передачи работает до 80 часов, до 3 недель
- Компактное и простое в использовании

UNI-DEX

ДЛЯ АВТОПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ



UNI-DEX – это устройство с петлей WidexLink для разговора по телефону и связи с внешними аудиоустройствами через стандартный разъем для наушников. Встроенный в UNI-DEX микрофон позволяет разговаривать без помощи рук по мобильному телефону или по Skype через компьютер или планшет.

ОПИСАНИЕ

- Совместимо со всеми устройствами с разъемом 3,5 мм
- Передача начинается автоматически
- Встроенный микрофон для разговора без помощи рук
- Встроенный аккумулятор на 40 часов в режиме передачи
- Время зарядки аккумулятора – 1 час
- Функция выключения микрофонов слухового аппарата

FM+DEX

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ*



Компактное устройство для высококачественной передачи сигналов, разработано специально для беспроводных слуховых аппаратов. Совмещает три функции: FM, катушка и встроенный канал звуковой частоты, что дает пользователю больше гибкости. Легкое управление с помощью кнопки-переключателя.

ОПИСАНИЕ

- Гибкое устройство для FM-передачи
- Компактное и простое в использовании
- Радиус действия антенны – до 30 м
- 10 часов работы от батареи

*Только под заказ

RC-DEX

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Стильный, компактный и простой в использовании пульт дистанционного управления, с помощью которого пользователь сможет легко управлять функциями слухового аппарата. Пользователь сможет незаметно для окружающих регулировать громкость и переключать программы. Размер пульта позволяет носить его на брелоке для ключей. Возможность блокировки исключает случайное нажатие клавиш.

ОПИСАНИЕ

- Клавиша переключения программ
- Регулировка громкости
- Отверстие для крепления к брелоку
- Около 12 месяцев работы на батарейке
- Блокировка клавиш

ОБЗОР DEX

СОВМЕСТИМОСТЬ	COM-DEX**	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX	TV-DEX	PHONE-DEX
UNIQUE*	●	●	●	●	●	●	●
DREAM*	●	●	●	●	●	●	●
CLEAR	●	●	●	●	●	●	●
SUPER	●	●	●	●	●	●	●

WidexLink	●	●	●	●	●	●	●
«Катушка»				●			
Bluetooth	●						

ТВ						●	
Аудио	●		●	●		●	
Мобильный телефон	●	●	●				
Стационарный телефон							●
Устойчивость к взлому				●			
Совместимость с другими FM-системами				●			

* несовместимо с C IC micro, ** COM-DEX Remote Mic работает только вместе с COM-DEX



DEX™
A WIRELESS WORLD

УСТРОЙСТВ DEX ОБЗОР

ЦЕЛЫЙ МИР БЕСПРОВОДНОГО ЗВУЧАНИЯ



СЕМЕЙСТВО DEX

Коммуникационные устройства DEX™ от Widex открывают перед пользователем слуховых аппаратов целый мир звуков.

Благодаря им слуховые аппараты практически мгновенно подключаются к пультам дистанционного управления, телевизорам, персональным аудиосистемам, планшетам и другим устройствам.

Слушать музыку, разговаривать по телефону, смотреть телевизор или управлять слуховым аппаратом дистанционно – для любой ситуации есть свое устройство **DEX**.



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

WWW.WIDEX.RU

Widex A.S., Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

Google Play – торговая марка Google Inc.

– сервисная марка Apple Inc.

Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store

Apple и логотип Apple являются торговыми марками Apple

марками компании Widex A/S.


Widex и DEX являются зарегистрированными торговыми

Напечатано в АБ/2016-10-9 502.4165 032 #01

5 70 6069 639030



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C022833



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WIDEXLINK™

В основе работы аксессуаров DEX лежит наша уникальная беспроводная технология WidexLink.

Она обеспечивает мгновенное сообщение между слуховыми аппаратами, прямое подключение к внешним аудио устройствам и синхронизацию данных между двумя слуховыми аппаратами.

Технология WidexLink была разработана с учетом всех особенностей слуховых аппаратов и устройств DEX. Она потребляет меньше энергии, работает быстро и следит за тем, чтобы не было задержек или искажения сигнала.

